


VISIOFLUX Single-J Ureterschienen-Set

Zur Verminderung von irritativen Beschwerden in der Blase



- Durch die optimale Länge des Stents, der vor dem Ostium endet, werden Irritationen in Blase und Ostium vorgebeugt
- Mit Faden am distalen Ende, welcher in der Blase verbleibt
- PTFE beschichteter Führungsdraht
- Klemme in Sets mit geschlossener Spitze

Offene Spitze / Geschlossene Spitze							
Bestellnummer mit offener Spitze	Bestellnummer mit geschlossener Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Draht (inch)	Drahtlänge (cm)	Drahtspitze	Draht Härtegrad
FL-930622	FL-920622	6	22	0.035"	150	gerade	standard
FL-930624	FL-920624	6	24	0.035"	150	gerade	standard
FL-930626	FL-920626	6	26	0.035"	150	gerade	standard
FL-930722	FL-920722	7	22	0.035"	150	gerade	standard
FL-930724	FL-920724	7	24	0.035"	150	gerade	standard
FL-930726	FL-920726	7	26	0.035"	150	gerade	standard
FL-930822	FL-920822	8	22	0.038"	150	gerade	standard
FL-930824	FL-920824	8	24	0.038"	150	gerade	standard
FL-930826	FL-920826	8	26	0.038"	150	gerade	standard



Mastering medical challenges by innovation.



VISIOFLUX