


ANTI-REFLUX & VISIOFLUX



VISIOFLUX Single-J Ureterschienen-Set

Zur Verminderung von irritativen Beschwerden in der Blase



- ◆ Durch die optimale Länge des Stents, der vor dem Ostium endet, werden Irritationen in Blase und Ostium vorgebeugt
- ◆ Mit Faden am distalen Ende, welcher in der Blase verbleibt
- ◆ PTFE beschichteter Führungsdraht
- ◆ Klemme in Sets mit geschlossener Spitze


Offene Spitze / Geschlossene Spitze							
Bestellnummer mit offener Spitze	Bestellnummer mit geschlossener Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Draht (inch)	Drahtlänge (cm)	Drahtspitze	Draht Härtegrad
FL-930622	FL-920622	6	22	0.035"	150	gerade	standard
FL-930624	FL-920624	6	24	0.035"	150	gerade	standard
FL-930626	FL-920626	6	26	0.035"	150	gerade	standard
FL-930722	FL-920722	7	22	0.035"	150	gerade	standard
FL-930724	FL-920724	7	24	0.035"	150	gerade	standard
FL-930726	FL-920726	7	26	0.035"	150	gerade	standard
FL-930822	FL-920822	8	22	0.038"	150	gerade	standard
FL-930824	FL-920824	8	24	0.038"	150	gerade	standard
FL-930826	FL-920826	8	26	0.038"	150	gerade	standard

ANATOMIE

Der vesikoureterale Reflux ist ein häufig auftretendes Phänomen des unphysiologischen Rückflusses von Harn aus der Blase, über die Ureteren, in das Nierenbecken bei eingelegter Ureterschleife.

SYMPTOMATIK

Patienten spüren bei der Miktions häufig Nierenschmerzen, bedingt durch den weitergeleiteten Druck in den oberen Harntrakt, da das System durch die Ureterschleife offen gehalten wird. Durch die unphysiologische Rückstauung des Harns ist der Weg für bakterielle Aszension und Infektionen bereitet, die zu einer Refluxnephropathie führen können. Dies äußert sich in rezidivierenden Harnwegsinfekten bis hin zu hochfieberhaften Pyelonephritiden mit Flankenschmerz.



KOMPLIKATIONEN VON INNEREN HARNLEITERSCHIENEN

Am häufigsten entstehen Miktionsbeschwerden mit irritativen Symptomen (Pollakisurie, Dysurie) und Flankenschmerzen während und nach der Miktions (Schmerz durch vesikoureteralen Reflux).

Um diese Komplikationen zu vermeiden bieten wir bei UROVISION 2 verschiedene Ureterschleifen an:


1. VISIO ANTI-REFLUX STENT -> Double-J Ureterschleifen Set mit Anti-Reflex Ventil;
Steuerbar mit VISIOMATIC®-Abwurfssystem
2. VISIOFLUX -> Single-J Ureterschleifen-Set zur Verminderung von irritativen Beschwerden in der Blase durch weniger Material

Erfahren Sie mehr zum Nutzen des UROVISION ANTI-REFLUX-STENTS:



ANTI-REFLUX

VISIO ANTI-REFLUX STENT Double-J Ureterschienen-Set Mit Anti-Reflux Ventil, steuerbar mit VISIOMATIC®-Abwurfsystem



Offene Spitze						
Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Draht (inch)	Drahtlänge (cm)	Drahtspitze	Draht Härtegrad
UF-110624	6	24	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110626	6	26	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110628	6	28	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110630	6	30	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110724	7	24	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110726	7	26	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110728	7	28	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110730	7	30	0.035"	150	gerade	standard/ bewegliche Seele
UF-110824	8	24	0.038"	150	gerade	standard
UF-110826	8	26	0.038"	150	gerade	standard
UF-110828	8	28	0.038"	150	gerade	standard
UF-110830	8	30	0.038"	150	gerade	standard